

**FØLGESKJEMA – bestilling av vannprøve i henhold til Tabell 3** (drikkevannsforskriften)

INNSENDER Navn Adresse Postnr./ Sted Telefon E-post		
KOPI TIL		
FAKTURA TIL		
PRØVEUTTAK	Dato:	Prøvetaker:
ANTALL PRØVER		
PRØVESTED	1	4
	2	5
	3	6
AVTALT PRIS	ekskl. MVA	

Vennligst avtal med laboratoriet på telefon 982 67 573 eller 982 67 596 før prøvetaking

HVILKE UNDERSØKELSER ØNSKES	(Kryss av for aktuelt valg)
<input type="checkbox"/> Metaller (14 stk)	
<input type="checkbox"/> Næringssalter (NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻)	<input type="checkbox"/> Annet: _____
<input type="checkbox"/> PAH (5stk, inklusiv Benzo(a)pyren) (underleverandør : ALcontrol Linkøping)	
<input type="checkbox"/> Pesticider (underleverandør : ALcontrol Linkøping)	
<input type="checkbox"/> Cyanid (CN ⁻)(underleverandør : ALcontrol Linkøping)	
<input type="checkbox"/> Benzen (underleverandør : ALcontrol Linkøping)	
<input type="checkbox"/> Anioner (Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻ , F ⁻) (Underleverandør : ALcontrol Umeå)	
<input type="checkbox"/> Organisk stoff	
<input type="checkbox"/> Fysikalske parametre (pH, konduktivitet)	
<input type="checkbox"/> Flyktige halogenerte forbindelser (7 stk) (underleverandør : ALcontrol Linkøping)	
<input type="checkbox"/> Alle analyser nevnt ovenfor	_____ Kundens signatur

Prøvetakingsinstruks på baksiden av skjemaet.

Instruks for prøvetaking av vannprøver til Tabell 3 analyser

1. Generelt

Oppbevar flaskene mørkt og tørt (gjærne i kjølebagen) før og etter prøvetakingen. Husk å merke flaskene eller bagen skikkelig med vannverkets navn og/eller prøvested – det lønner seg å gjøre det før man tar prøven og flaskene blir våte.

Prøven tas nærmest forbruker iht. drikkevannsforskrift dvs. nettvann/behandlet vann

1. **½-liters plastflaske med rød kork** Skyll flaska 2 ganger med prøvevann. Fyll flaska helt full.
2. **100-150 ml hvit plastflaske** Inneholder en lut(NaOH). Stoffet er etsende.
Skrus korken av og fyll forsiktig opp til korken.
Skrus korken godt igjen.
3. **25 ml plastrør med hvit kork** Fyll opp til øverste strek. Skrus korken godt igjen.
- 4-6. **3 stk.100ml klare eller brune glassflasker** Skyll flaskene 2 ganger med prøvevann. Fyll flaskene helt toppfylt, unngå luft på toppen!

Legg ved alle papirer og returner prøvebagen med Postens

”Bedriftspakke ekspress over natten” REFERANSE / INNHOLD “ Vannprøve” til:

ALcontrol Skien (Tidligere LabNett)

Rødmyrlia 14

3735 SKIEN

DET ER INGEN HJELP I DYRE ANALYSER DERSOM PRØVETAKINGEN IKKE ER RIKTIG!

Dersom det er den minste tvil om prøvetakingen bør laboratoriet kontaktes på tlf. **982 67 573** eller **982 67 596**.